

Competencia lavado de manos



Para la ejecución de esta actividad lúdica, la jefatura o monitor que lidere la actividad deberá realizar los siguientes pasos previos:

- Agrupar las personas en una sala con lavamanos.
- Contar con un equipo de test de bioluminiscencia.
- Dividir el equipo en varios grupos (mínimo 2).
- Designar a una persona que registre los resultados.

> Instrucciones

Cada integrante del equipo deberá lavarse las manos de acuerdo con el protocolo establecido por el área, posteriormente se aplicará el test de bioluminiscencia, el equipo que tenga menos agentes patógenos será el ganador.

> Este juego permite:

- Verificar la correcta aplicación del protocolo de lavado de manos.
- Generar correcciones inmediatas.